

UNIGLOVES BASIC Mundschutz (2002)

Einweg OP-Mundschutz mit langem Band

- Reißfeste Bänder • 3-faches glasfaserfreies Filtermedium
- EN 14683 • Bakterienfilterleistung 99% • Integrierter Nasenbügel

Farben: blau, weiß, grün,
pink, gelb

Artikelnummer und Farbe:

2002-B | Blau
2002-W | Weiß
2002-G | Grün
2002-P | Pink
2002-Y | Gelb

Verpackung:

50 Stück pro Box
10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere Informationen
klicken Sie
bitte auf
das Bild



Produkt

Einweg OP-Mundschutz, unsteril, 3-faches glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, reißfeste Bänder.

Zweckbestimmung nach § 3 MPG

Bei dem Produkt handelt es sich um unsterilen Mundschutz, der im Umfeld des Patienten verwendet wird, um den Patienten und den Anwender vor Kontamination zu schützen.

Bakterien-Filterleistung (BFE)

99% Durchschnittswert nach EN 14683, Typ II R
Geprüft von NELSON LABORATORIES INC., USA. Abschlußbericht: Labor-Nr. 292402 vom 05. Mai 2005.
Auf der Grundlage von „Melt-Blown“-Filtermaterial UNIVERSAL INCORPORATION, TAIPEH, TAIWAN.

Maße

bei gebrauchsfertigem Mundschutz

Mundschutz	
Breite	95 ± 2 mm
Länge	175 ± 2 mm

Vorderseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	15 g/m ²

Innenschicht

Material	Stärke
„Melt Blown Filter“	25 g/m ²

Rückseite

Material	Stärke
100 % Vliesstoff	30 g/m ²

Band

Material	Länge	Breite
Polypropylen-Spinnvlies	min. 400 mm	20 ± 2 mm

Nasenbügel

Material	Länge	Breite
mit Kunststoff ummantelter Draht	125 mm ± 2mm	2,5 mm ± 0,5 mm

Qualitätssicherung

Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, enthalten keine Glasfasern und eignen sich für medizinische sowie zahnmedizinische Zwecke.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

