

# Ein kleiner Handgriff für Sie. Ein großer Schritt für die Umwelt.



## Nature Gloves by Med-Comfort

Biologisch abbaubare Nitrilhandschuhe.

Mit den Nature Gloves beginnt eine neue Ära: Nitrilhandschuhe, die biologisch abbaubar sind! Die biologische Abbaubarkeit wurde gemäß ASTM D5526 (Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Accelerated Landfill Conditions) getestet. Während der anaeroben Zersetzung wird Methan und Kohlendioxid freigesetzt, worüber die biologische Abbaubarkeit ermittelt werden kann. Die getesteten Nitrileinmalhandschuhe haben sich nach ca. 2 Jahren um 76 % abgebaut, wobei sich normales Nitril erst nach vielen Dekaden abbaut. Der biologische Abbauprozess ist dabei stark abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Qualitätstechnisch steht der Nature Glove einem normalen Nitrilhandschuh in nichts nach.

Aufgrund seiner verlässlichen Beständigkeit gegen Öle, Fette und Lösungsmittel und seinem sicheren Schutz vor Viren und Keimen, kann er in sehr vielen Bereichen und Branchen, wie z. B. Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, Alten- und Krankenpflege, Arzt- oder Zahnarztpraxen, aber auch in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, bei kurzen Reinigungstätigkeiten, in der Pharma- und Chemieindustrie sowie in Friseur-, Kosmetik- und Tattoostudios als Teil der persönlichen Schutzausrüstung eingesetzt werden. Das sind ideale Arbeitsumfelder für den Nature Glove!

### Der Nature Glove

- Biologisch abbaubar
- Komfortables Design für ergonomisches Arbeiten
- Fingerspitzentexturiert
- beidhändige Passform
- Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004 (für saure, wässrige, fettige, alkoholische und trockene Lebensmittel)
- PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745



Weitere Details zum Nature Glove by Med-Comfort finden Sie hier auf der AMPri Website. Bitte scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen zum biologisch abbaubaren Handschuh.

AMPri Handelsgesellschaft mbH · Benzstraße 16 · 21423 Winsen/Luhe  
Tel.: +49 (0) 4171 8480-0 · E-Mail: info@ampri.de · [www.ampri.de](http://www.ampri.de)

AMP004\_NatureGloves\_Flyer\_12-2022\_rev01