



UNIGLOVES®

 UNIGLOVES®

ULTRASONIC-MUNDSCHUTZ



FARBE	ARTIKELNUMMER
-------	---------------

blau	2020-B
------	--------

grün	2020-G
------	--------

weiß	2020-W
------	--------

Aufgrund nationaler und internationaler regulatorischer Anforderungen, auch innerhalb der Lieferkette und damit verbundener Einschränkungen bezüglich des Exports bzw. Imports einiger Produkte, sind wir leider dazu gezwungen, bei **diesem Produkt die CE Kennzeichnung zu entfernen.**

Selbstverständlich erfüllt das Produkt weiterhin die angegebenen Leistungsanforderungen der Norm EN 14683, eine Abgabe als Medizinprodukt ist jedoch aktuell nicht möglich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

MATERIAL MUNDSCHUTZ

Vlies

FARBE

weiß, blau, grün

TRAGESYSTEM

Ohrenschleife rund



UNIGLOVES®



PRODUKTMERKMALE

3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, weiche, runde und hautfreundliche Elastikbänder, latexfrei, nickelfrei

VERPACKUNGSGEHALT

Box à 50 Stück

VERSANDEINHEIT

10 Boxen